


Smc4 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Ntj3

Artikelnummer: CM0017311



Einführung

SMC4 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB und ELISA, der auf humanes SMC4 (CAP-C, SMC4L1) abzielt, das für die Chromosomenkondensation zentral ist. Uniprot Q9NTJ3, vorhergesagtes MG 147kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10051
GeneID	10051
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SMC4 entspricht (NP_001275682.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NTJ3
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel