


Smg5 Kaninchen Pab - Q9Upr3

Artikelnummer: CM0021875



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SMG5, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zum Nonsense-vermittelten mRNA-Abbau (NMD) und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMG5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23381
GenID	23381
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 950-1016 von humanem SMG5 (NP_056142.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UPR3
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel