


Smn2 Kaninchen Pab - Q16637

Artikelnummer: CM0023116



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SMN2 (Survival-Motor-Neuron-Protein), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von snRNP-Assemblierung und Spleißen bei Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6607
Gen-ID	6607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-197 des menschlichen SMN2 (NP_059107.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16637
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel