

Smyd1 Kaninchen Pab - Q8Nb12

Artikelnummer: CM0024944

Einführung

SMYD1 Kaninchen pAb (WB, ELISA) detektiert SMYD1 von Mensch, Maus und Ratte. Dieser polyklonale Antikörper zielt auf die Histon-Lysin-N-Methyltransferase SMYD1 ab, ein Transkriptionsrepressor, der für die Kardiomyozytendifferenzierung und kardiale Morphogenese essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SMYD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	150572
Gen-ID	150572
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB12
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel