

Smyd4 Kaninchen Pak - Q8Iyr2

Artikelnummer: CM0022256

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SMYD4 (ZMYND21). Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes und murines SMYD4. Ideal für die Forschung zur Herzentwicklung und epigenetischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD4 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	ZMYND21; SMYD4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114826
Gen-ID	114826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem SMYD4 (NP_443160.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IYR2
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eisbeutel