

Smyd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8Iyr2

Artikelnummer: CM0029434

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SMYD4, eine Protein-Lysin-N-Methyltransferase, die an der Herzentwicklung beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZMYND21; SMYD4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114826
Gen-ID	114826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem SMYD4 (NP_443160.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IYR2
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel