

Snai3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3Knw1

Artikelnummer: CM0022183

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SNAI3, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Repression und Myoblastendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAI3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMUC; SNAI3; ZNF293; Zfp293; SNAI3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	333929
GenID	333929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 7-186 von humanem SNAI3 (NP_840101.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3KNW1
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel