

Snap25 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

Artikelnummer: CM0008201



Einführung

SNAP25 Kaninchen monoklonaler Antikörper (P60880) validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten SNAP25, ein t-SNARE-Protein, das an der Neurotransmitterfreisetzung und synaptischen Funktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAP25 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6616
Gen-ID	6616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-206 von humanem SNAP25 (NP_001309839.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P60880
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eistasche