

Snap91 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60641

Artikelnummer: CM0029399

Einführung

SNAP91 Kaninchen-pAb (O60641) ist ein kaninchenpolyklonaler Antikörper, der das Clathrin-Mantel-Assemblierungsprotein AP180 (CALM, AP180) in Mensch, Maus und Ratte erkennt. Validiert für WB und ELISA, unterstützt er die Forschung zum Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNAP91 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CALM, AP180, SNAP91
Spezies	Mensch
Gen-ID	9892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 321-600 von menschlichem SNAP91 (NP_001229723.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60641
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel