

Snrpa1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P09661

Artikelnummer: CM0002593



Einführung

SNRPA1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (P09661) validiert für WB, IP, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Kernkomponente des U2 snRNP für das Prä-mRNA-Spleißen. Ideal für IVD-Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Lea1; U2A'; SNRPA1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6627
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 156-255 von menschlichem SNRPA1 (P09661) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09661
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel