

Snrpd2 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62316

Artikelnummer: CM0025197



Einführung

SNRNP2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen humanes SNRNP2 (Sm-D2), validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Spleißungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRNP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMD2; Sm-D2; SNRNP1; SNRNP2
Spezies	Mensch
GenID	6633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 von menschlichem SNRNP2 (NP_004588.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62316
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eispackung