

Snrpn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P63162

Artikelnummer: CM0020215



Einführung

SNRPN Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten SNRPN, ein mit dem Spleißen assoziiertes Kernprotein, das an der alternativen RNA-Verarbeitung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNRPN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN
Spezies	Human
Gen-ID	6638
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SNRPN entspricht (NP_003088.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P63162
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel