

Snx18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Rf0

Artikelnummer: CM0015922

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SNX18, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Endozytose, Vesikeltransport und Membrandynamik. Spezifität durch rekombinantes Immunogen bestätigt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
Spezies	Human
GeneID (Human)	112574
GeneID	112574
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 445-624 von humanem SNX18 (NP_001096045.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96RF0
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eistasche