

Snx4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - 095219

Artikelnummer: CM0003658

Einführung

Hochwertiger SNX4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem SNX4, einem Sortiernexin, das an Endozytose und Autophagie beteiligt ist. Ideal für die Untersuchung des intrazellulären Transports und des Rezeptor-Recyclings.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATG24B; SNX4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8723
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O95219
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel