


Sod3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08294

Artikelnummer: CM0026101



Einführung

SOD3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliche, murine und rattige extrazelluläre Superoxid-Dismutase, ein Schlüssel-Antioxidansenzym. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EC-SOD; SOD3
Spezies	Mensch
GenID	6649
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 19-160 von menschlichem SOD3 (NP_003093.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08294
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel