

Somatostatin-Rezeptor 2 (Sstr2) Kaninchen Pab - P30874

Artikelnummer: CM0025887



Einführung

Das kaninchen polyklonale Antikörper gegen Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2) ist geeignet für WB, IHC-P, ELISA; validiert bei Mensch, Maus und Ratte. Es erkennt einen GPCR, der an der somatostatinvermittelten Hemmung der Hormonsekretion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SST2; Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6752
GenID	6752
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-369 des menschlichen Somatostatin-Rezeptors 2 (SSTR2) (NP_001041.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30874
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel