

Sox10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P56693

Artikelnummer: CM0007965

Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SOX10, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SOX10 (vorhergesagt 50 kDa). Für Neuralleisten-, Myelinisierungs- und Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Spezies	Human
GeneID (Human)	6663
GeneID	6663
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56693
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel