

Sox10 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Artikelnummer: CM0018970

Einführung

Hochwertiger SOX10-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist der Transkriptionsfaktor SOX-10, wichtig für die Gliazellentwicklung und Myelinisierung. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6663
Gen-ID	6663
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-360 von humanem SOX10 (NP_008872.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56693
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche