


Sox2-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48431

Artikelnummer: CM0014090



Einführung

Polyklonaler Anti-SOX2-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA.

Entwickelt für die Stammzell- und Entwicklungsbiologieforschung; reagiert mit humanem, murinem und Ratten-SOX2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANOP3; MCOPS3; SOX2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6657
GeneID	6657
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-190 des humanen SOX2 (NP_003097.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48431
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku