

## Sox9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48436

Artikelnummer: CM0022002



### Einführung

SOX9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Transkriptionsfaktor SOX9 ab, der für die Chondrogenese und Skelettentwicklung essentiell ist. Geeignet für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SOX9 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 6662                                                                                                                               |
| Gen-ID            | 6662                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-339 von menschlichem SOX9 (NP_000337.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | P48436                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 56kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |