

Sp140 Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - Q13342

Artikelnummer: CM0018790



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SP140 (LYSp100), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte, detektiert 98 kDa Kernkörper-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP140 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11262
GenID	11262
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-180 von humanem SP140 (NP_001265380) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13342
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel