

Sp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02446

Artikelnummer: CM0024357

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor SP4 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Transkriptionsregulation und Hirnforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HF1B; SPR-1; SP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6671
GenID	6671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 280-440 von menschlichem SP4 (NP_003103.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02446
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel