


Sparc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09486

Artikelnummer: CM0013153



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPARC (Osteonectin, BM-40). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für extrazelluläre Matrix- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPARC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-303 von humanem SPARC (NP_003109.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09486
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel