

Spire2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8WwI2

Artikelnummer: CM0019315



Einführung

SPIRE2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den Aktin-Nukleationsfaktor SPIRE2, der an Aktindynamik, Vesikeltransport und DNA-Reparatur beteiligt ist. Ideal für die Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPIRE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Spir-2; SPIRE2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 des humanen SPIRE2 (NP_115827.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WWL2
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel