

Spred1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z699

Artikelnummer: CM0013625



Einführung

SPRED1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Zielt auf menschliches SPRED1 ab, ein Tyrosinkinase-Substrat, das die MAP-Kinase-Aktivierung hemmt, geeignet für die Zellsignalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPRED1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LGSS; NFLS; hSpred1; spread-1; PPP1R147; SPRED1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	161742
GenID	161742
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 120-320 von menschlichem SPRED1 (NP_689807.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7Z699
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel