


Sptlc2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O15270

Artikelnummer: CM0014591



Einführung

SPTLC2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde. Er zielt auf die Serinpalmitoyltransferase 2 des Menschen, der Maus und der Ratte ab, ein Schlüsselenzym bei der Biosynthese von Sphingolipiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPTLC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9517
Gen-ID	9517
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 423-562 des humanen SPTLC2 (NP_004854.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15270
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel