

Srbd1-Kaninchen-Pab - Q8N5C6

Artikelnummer: CM0018149

Einführung

Hochwertiger polyklonaler SRBD1-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA, der gegen humanes, murines und Ratten-SRBD1 (UniProt Q8N5C6) gerichtet ist. Ideal für die Erforschung der Chromosomensegregation, Mitose und zellulären Seneszenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRBD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRBD1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55133
GeneID	55133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 330-600 des humanen SRBD1 (NP_060549.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5C6
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Kühlakku