

Srek1 Kaninchen Pab - Q8Wxa9

Artikelnummer: CM0014238

Einführung

SREK1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem SREK1, einem Spleißregulatorprotein, das an der Regulation des alternativen Spleißens beteiligt ist. Geeignet für die Erforschung des Spleißosoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SREK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140890
Gen-ID	140890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 des humanen SREK1 (NP_631907.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WXA9
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel