

Srsf10 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - 075494

Artikelnummer: CM0026573

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SRSF10 (Serin/arginin-reicher Spleißfaktor 10, SRp38). Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Prä-mRNA-Spleißung, alternativem Exon-Überspringen und phosphorylierungsregulierter Spleißrepression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF10 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10772
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 163-262 von humanem SRSF10 entspricht (NP_473357.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75494
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel