

Ssc4D-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wtu2

Artikelnummer: CM0019140

Einführung

SSC4D-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SSC4D, ein sezerniertes Mitglied der Superfamilie der zysteinreichen Scavenger-Rezeptoren. Geeignet zur Untersuchung seiner Beteiligung an Immunprozessen und in der Proteomik.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	SSC4D-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	136853
GeneID	136853
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 446-575 des humanen SSC4D entspricht (NP_542782.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTU2
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Isolierbeutel mit Eis