

Ssh2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q76I76

Artikelnummer: CM0030831



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das menschliche SSH2-Protein. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktindynamik und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SSH-2; SSH-2L; SSH2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	85464
GenID	85464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 53-202 des menschlichen SSH2 (NP_203747.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q76I76
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Eisbeutel