

Ssx5 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - O60225

Artikelnummer: CM0024871

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen das humane Protein SSX5 (O60225), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, detektiert eine Bande von 22 kDa. Unterstützt Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SSX5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SSX5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6758
Gen-ID	6758
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-229 des humanen SSX5 (NP_066295.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60225
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel