

St3Gal3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q11203

Artikelnummer: CM0025896

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ST3GAL3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Sialyltransferase-Funktion und Glykosylierung im Golgi-Apparat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST3GAL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GalIII; ST3Gal III; ST3GAL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6487
Gen-ID	6487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 30-375 von menschlichem ST3GAL3 (NP_006270.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q11203
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel