

Stat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0013611



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STAT1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Interferon-Signalgebung, Transkriptionsregulation und antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6772
Gen-ID	6772
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 650-750 von humanem STAT1 entspricht (NP_009330.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eistasche