

Stat3 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0015034



Einführung

Hochwertiger STAT3-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten STAT3. Geeignet für die Erforschung von JAK/STAT-Signalwegen, Entzündungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Spezies	Human
GeneID (Human)	6774
GeneID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem STAT3 entspricht (NP_003141.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche