

Stat3-Kaninchen-Pab Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0015936



Einführung

STAT3-Kaninchen-pAb (P40763) ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte validiert wurde. Er richtet sich gegen den Signaltransduktor und Aktivator der Transkription 3 und ist ideal für die Erforschung der Zytokinsignalübertragung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6774
GeneID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 des humanen STAT3 (NP_003141.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku