

Staufen Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095793

Artikelnummer: CM0009883



Einführung

Staufen Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von RNA-bindenden Proteinen, mRNA-Lokalisierung und viralen Wirtsinteraktionen. Vollständige Produktspezifikationen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Staufen Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6780
Gen-ID	6780
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 478-577 von menschlichem Staufen (095793) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95793
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel