


Steap3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q658P3

Artikelnummer: CM0014350



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes STEAP3, validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis der Metallreduktase STEAP3 in humanen und murinen Proben, mit einer berechneten molekularen Masse von 55 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STEAP3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55240
GenID	55240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von humanem STEAP3 (NP_060704.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q658P3
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel