

Stim1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13586

Artikelnummer: CM0010626



Einführung

STIM1 Kaninchen mAb ist ein rekombinanter monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, der mit menschlichem, Maus- und Ratten-STIM1 reagiert. Ideal für die Erforschung der Kalziumsignalisierung und speicheroperierten Kalziumeinstroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6786
Gen-ID	6786
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 586-685 von menschlichem STIM1 (Q13586) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13586
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel