

Stip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Artikelnummer: CM0017822



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen STIP1 (HOP), validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Co-Chaperon, das die HSP70-HSP90-Interaktion vermittelt. Ideal für Stressreaktions- und Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOP, P60, STI1, STI1L, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10963
GeneID	10963
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem STIP1 (NP_006810.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31948
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche