

Stoml2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UJz1

Artikelnummer: CM0017685

Einführung

STOML2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, Rattus STOML2 (39 kDa, Q9UJZ1). Ideal für mitochondriale Forschung, T-Zell-Aktivierung und Zellmigrationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STOML2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLP-2; HSPC108; STOML2
Spezies	Human
GeneID (Human)	30968
GeneID	30968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (29-356) des humanen STOML2 (NP_038470.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJZ1
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel