

Streptavidin-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Sa V1, Sa V2

Artikelnummer: CM0012001

Einführung

Streptavidin ist ein monoklonaler Antikörper mit artenunabhängiger Kreuzreaktivität, der sich ideal für Anwendungen in der Durchflusszytometrie eignet. Als IVD-Rohmaterial für Entwickler diagnostischer Verfahren und Forscher bezogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Streptavidin
Alias	SA V1, SA V2
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Kühlakku