

Streptavidin

Artikelnummer: CM0011306

Einführung

Streptavidin monoklonaler Antikörper-Konjugat für Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen. Bietet artenunabhängige Kreuzreaktivität, was es für die Entwicklung verschiedener IVD-Assays und die Forschung geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Streptavidin
Bemerkungen/Alias	SA V1, SA V2
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel