


Sumo2/3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

Artikelnummer: CM0022476



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SUMO2/3, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt SUMO2 und SUMO3 kreuzreaktiv mit Maus und Ratte; geeignet für die Untersuchung von Sumoylierung und proteasomalem Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO2/3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-95 von humanem SUMO2/3 (NP_008868.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61956/P55854
Protein-Gewicht	11 kDa
Versand	Eistasche