

Surf4 Kaninchen Pab - O15260

Artikelnummer: CM0020196

Einführung

SURF4 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Er erkennt humanes SURF4 (auch bekannt als ERV29) und reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. SURF4 fungiert als endoplasmatisches Retikulum Cargo-Rezeptor für die Lipoproteinsekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SURF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ERV29; SURF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6836
GenID	6836
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15260
Proteinmolekulargewicht	30 kDa
Versand	Eispackung