

SUZ12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15022

Artikelnummer: CM0010158



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches SUZ12, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Krebsforschung, geeignet für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUZ12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CHET9, IMMAS, JJAZ1, SUZ12
Spezies	Mensch
Gen-ID	23512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-96 von menschlichem SUZ12 (Q15022) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15022
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel