


Symmetrisches Dimethyl-Histon H3-R17 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000332



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen symmetrische Dimethylierung an R17 von menschlichem Histon H3 gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Dot Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten. Ideal für epigenetische Forschung und Histon-Modifikationsanalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R17 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/ 8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches symmetrisch dimethyliertes Peptid rund um R17 von menschlichem Histon H3-R17 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel