


Symmetrisch Dimethyl-Histon H3-R2 Kaninchen Polyklonales Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000342



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen symmetrisch dimethyliertes Arginin 2 von Histon H3 (Q16695/P68431). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP-seq; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und hat ein vorausgesagtes breites Reaktionsspektrum. Ideal für epigenetische Forschung und Studien zu Histonmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Symmetrisch DiMethyl-Histon H3-R2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches symmetrisch dimethyliertes Peptid um Position R2 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel