


Symmetrisches Dimethyl-Histon H3-R26 Kaninchen Pab (Q16695/P68431) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000290



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R26 erkennt, geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R26
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches symmetrisch dimethyliertes Peptid rund um R26 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel