


Symmetrisches Dimethyl-Histon H3-R8 (Q16695/P68431) Kaninchen Mab Für Western Blot, Ihc Und If/Icc

Artikelnummer: CM0000288



Einführung

Symmetrischer DiMethyl-Histon H3-R8
Kaninchen mAb validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und einem breiten Spektrum an Spezies. Detektiert eine 16 kDa-Bande; geeignet für Forschung zu Histonmodifikationen und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetrisches DiMethyl-Histon H3-R8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches symmetrisch dimethyliertes Peptid um die R8-Position des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel